

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานกล่องยื่นเก็บนมแม่แบบพกพา

คู่มือการใช้งานกล่องเย็นเก็บนมแม่แบบพกพา

1. การใช้งานกล่องเย็นเก็บนมแม่แบบพกพา
 - 1.1 ทำการต่อสายไฟฟ้า DC 12V เข้ากับตัวกล่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ
 - 1.2 เสียบปลั๊กไฟของสวิตช์เพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับไฟฟ้า AC 220V
 - 1.3 เปิดสวิตช์ที่ตัวกล่องไปยังตำแหน่ง ON กล่องเย็นฯ ก็จะทำงานตามปกติ
2. การปรับค่าอุณหภูมิภายในกล่องเย็นฯ
 - 2.1 กดปุ่ม SET ที่ด้านหน้ากล่องเย็นฯ
 - 2.2 กดปุ่ม UP เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ ในการกดปุ่ม UP 1 ครั้ง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 0.05 องศา แต่ถ้ากดปุ่ม UP ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที อุณหภูมิจะทำการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อได้ค่าที่ต้องการก็ยกเลิกการกดปุ่ม
 - 2.3 กดปุ่ม DOWN เพื่อลดอุณหภูมิ ในการกดปุ่ม DOWN 1 ครั้ง อุณหภูมิจะลดลงทีละ 0.05 องศา แต่ถ้ากดปุ่ม DOWN ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที อุณหภูมิจะทำการลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อได้ค่าที่ต้องการก็ยกเลิกการกดปุ่ม
 - 2.4 ทำการกดปุ่ม SET อีกครั้ง เพื่อทำการบันทึกค่าอุณหภูมิที่เราได้ทำการตั้งค่าไป โดยสังเกตได้จากหน้าจอ LCD ตรงคำว่า Set จะขึ้นค่าอุณหภูมิตามที่เรารับค่าไว้ เช่น Set : 25.00 C เป็นต้น
3. การตั้งค่าอุณหภูมิที่กำหนด (Default)
 - 3.1 กดปุ่ม UP และปุ่ม DOWN ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที โปรแกรมก็จะทำการตั้งค่าอุณหภูมิมาที่ 14 องศา โดยอัตโนมัติ สังเกตได้จากหน้าจอ LCD ตรงคำว่า Set จะขึ้นว่า Set : 14.00 C