


ภาคผนวก จ

ไซคลิกโวลแทมโมแกรมในการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

จ.1 กราฟแสดงไซคลิกโวลแทมโมแกรมในการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ผลการศึกษาไซคลิกโวลแทมโมแกรมในการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.10 มิลลิโมลาร์ ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7 ความเข้มข้น 0.10 โมลาร์ แสดงดังรูป จ.1



รูป จ.1 แสดงไซคลิกโวลแทมโมแกรมในการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 0.10 มิลลิโมลาร์ ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7 ความเข้มข้น 0.10 โมลาร์ ด้วยขั้วไฟฟ้าทินออกไซด์เจือฟลูออรีนที่ปรับปรุงด้วยโพลีออกไซด์