


ภาคผนวก ข

คู่มือการติดตั้งระบบ

โปรแกรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร งานผลิตและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลลำปาง


ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมซึ่งบรรจุอยู่ในแผ่นซีดีรอม มีวิธีการติดตั้งดังนี้ คือ

1. ใส่แผ่นซีดีรอมโปรแกรมที่ ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM DRIVE)
2. เลือกที่ปุ่ม "Start" ของโปรแกรม Windows
3. เลือกไปที่เมนู "Run" จะเกิดกล่องข้อความของเมนู "Run" ดังรูป ข.1




รูป ข.1 แสดงกล่องข้อความของเมนู Run ของโปรแกรม Windows

4. ให้เลือกปุ่ม "Browse" เพื่อเลือกไฟล์ติดตั้งจากซีดีรอมไดรฟ์ (ตามตัวอย่างคือ DRIVE E) จากไฟล์ชื่อ "E:\Setup.exe" แล้วเลือกปุ่ม "OK"
5. จะปรากฏหน้าต่างแนะนำขั้นตอนของการติดตั้ง ดังรูป ข.2 จากนั้นให้เลือกปุ่ม "OK"




รูป ข.2 แสดงหน้าต่างแนะนำขั้นตอนของการติดตั้งระบบ

6. ขั้นถัดไปเป็นการระบุไดเรกทอรีที่ผู้ใช้ต้องการติดตั้งระบบ ดังรูป ข.3




รูป ข.3 แสดงการเลือกไดเรกทอรีที่ต้องการติดตั้ง

7. ขั้นถัดไปเป็นการเลือกกลุ่มผู้ใช้ต้องการจัดกลุ่มโปรแกรมการพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร งานผลิตและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลลำปาง ไว้ที่ใด ตามตัวอย่างจัดกลุ่มของระบบนี้ไว้เป็นเอกเทศ ดังรูป ข.4




รูป ข.4 แสดงการเลือกกลุ่มให้กับระบบ

8. เมื่อคลิกเลือกกลุ่มผู้ใช้และเลือก "Continue" แล้ว ขั้นตอนการต่อไปเป็นการติดตั้ง ดังรูป ข.5




รูป ข.5 แสดงหน้าต่างกำลังติดตั้งระบบ

9. ระบบจะทำการเตรียมการติดตั้งโปรแกรม ดังรูป ข.6




รูป ข.6 แสดงหน้าต่างระบบทำการเตรียมการติดตั้งโปรแกรม

9. หลังจากที่ระบบติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จะปรากฏหน้าต่างแจ้งการติดตั้งระบบสำเร็จ ดังรูป ข.7



รูป ข.7 แสดงหน้าต่างการติดตั้งระบบสำเร็จ



รูป ข.8 แสดงระบบที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว