

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณอะม็อกซิซิลลินในเภสัชภัณฑ์ที่ง่าย รวดเร็ว มีความไว และต้นทุนต่ำ โดยอาศัยปฏิกิริยาซึ่งเร่งด้วยเอนไซม์ 2 ปฏิกิริยา ในขั้นตอนแรก หมู่ดี-4-ไฮดรอกซีฟีนิลกลัยซีนในโครงสร้างของอะม็อกซิซิลลินถูกตัดอย่างจำเพาะออกจากโมเลกุลของอะม็อกซิซิลลินโดยเอนไซม์เพนิซิลลินอะซิเลส จากนั้นดี-4-ไฮดรอกซีฟีนิลกลัยซีนที่เกิดขึ้นเข้าทำปฏิกิริยากับ 2-ออกโซกลูตาเรตโดยมีเอนไซม์ดี-ฟีนิลกลัยซีนอะมิโนทรานสเฟอเรสเป็นตัวเร่ง เกิดผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งได้แก่ 4-ไฮดรอกซีเบนซิลฟอร์เมตซึ่งสามารถดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ตได้สูง ดังนั้นปริมาณอะม็อกซิซิลลินจึงถูกวิเคราะห์ได้จากค่าการดูดกลืนแสงซึ่งเพิ่มขึ้น ณ ความยาวคลื่น 335 นาโนเมตร การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาและปรับเลือกสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ ตลอดจนได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น พบว่ากราฟมาตรฐานระหว่างปริมาณอะม็อกซิซิลลินเริ่มต้นที่มีอยู่ในตัวอย่างกับค่าการดูดกลืนแสงซึ่งเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงดีมาก ($r^2 = 0.9998$ ในช่วงความเข้มข้นของอะม็อกซิซิลลิน 0 – 100 ไมโครโมลาร์) มีค่าขีดจำกัดของการตรวจวัด และขีดจำกัดของวิเคราะห์หาปริมาณ เป็น 0.77 และ 2.55 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ เมื่อนำวิธีนี้ไปวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์อะม็อกซิซิลลินในรูปแบบยาแคปซูลและยาผงสำหรับละลายน้ำได้ยาแขวนตะกอน พบว่าวิธีวิเคราะห์มีความถูกต้องและแม่นยำดี ไม่ถูกรบกวนโดยสารปรุงแต่งอื่นๆ ในตำรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการสลายตัวของอะม็อกซิซิลลิน นอกจากนี้เนื่องจากทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ปราศจากการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ตลอดจนสารเคมีที่เป็นอันตราย จึงนับว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้เป็นวิธีวิเคราะห์หาปริมาณอะม็อกซิซิลลินในเภสัชภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

228608

Abstract

A simple, fast, sensitive and inexpensive UV-spectrophotometric method for the determination of amoxicillin in pharmaceutical preparations has been developed based on two enzymatic reactions. In this method, d-4-hydroxyphenylglycine side chain of amoxicillin was selectively cleaved off by penicillin acylase. Subsequently, it was reacted with 2-oxoglutarate, by the catalysis of D-phenylglycine aminotransferase, to yield the product with high UV absorption namely 4-hydroxybenzoylformate. The amount of amoxicillin was then determined as a change in absorbance at 335 nm. In this work, the assay conditions were studied and optimized and the method was validated. The calibration curve presented an excellent linearity with r^2 of 0.9998 (0 – 100 μM amoxicillin). Detection and quantitation limits were 0.77 and 2.55 μM , respectively. Good accuracy and precision were obtained when the method was tested with amoxicillin capsules and powder for oral suspension. No interference from common excipients in the formulations or degradation products was observed. Finally, since all procedures were performed without the use of any organic solvents or hazardous chemicals which were detrimental to the environment and had a low consumption of reagents, this proposed assay was an ideal green analytical method suitable for the quality control of amoxicillin in pharmaceuticals.