

ตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ทำให้เย็นในเคสติกเคเตอร์ อบอุ่นจนกระทั่ง
น้ำหนักคงที่ คำนวณปริมาณแคลเซียมเพคเตตเป็นร้อยละ

$$\text{เพคติน (ร้อยละ)} = \frac{(\text{น้ำหนักของแคลเซียมเพคเตต} \times 500 \times 100)}{(\text{น้ำหนักตัวอย่าง} \times \text{ปริมาตรของสารละลายที่นำมาวิเคราะห์})}$$