

## ภาคผนวก ง

ตัวอย่างรายการงานซ่อมเครื่องจักร กลุ่ม Non Critical Machine

ตารางที่ ง.1 รายการงานซ่อมเครื่องจักร กลุ่ม Non Critical Machine

รายการงานซ่อม	กลุ่มงาน	รหัสเครื่องจักร	M1	M2	M3	M4	มอบหมาย เดิม	Std time
แก้อื้อทำพื้นพร้อมเครื่องอัดอากาศเสีย	สนับสนุนอื่นๆ	34406010001	7	7	7	5	M4	5
ซ่อมหลอดไฟ (ไฟส่องปากคนไข้)	สนับสนุนอื่นๆ	46020360001	2	2	2	2	M4	2
เครื่อง shrink film เสีย	ปราศจากเชื้อ 1	34111040001	4	4	4	5	M1	4
สวิทช์ Emergency	สนับสนุนอื่นๆ	34403120040	2	2	2	2	M4	2
เข็มขัดรัดสายยาง ABA เบอร์ 06 ชำรุด	ปราศจากเชื้อ 1	34202030024	2	2	2	2	M1	2
sampling valve ชำรุด	ปราศจากเชื้อ 2	34202020197	2	2	2	2	M1	2
solenoid cooling น้ำกลั่นชำรุด	ปราศจากเชื้อ 2	34208040002	3	3	3	4	M1	3
pressure gauge ของ cooling water pressure tank เครื่องกลั่น น้ำชำรุด	ปราศจากเชื้อ 2	34208980005	3	4	3	2	M4	2
วาล์วเปิด-ปิดแก๊สชำรุด	ปราศจากเชื้อ 2	34215010017	2	2	2	2	M1	2

ตารางที่ ง.1 รายการงานซ่อมเครื่องจักร กลุ่ม Non Critical Machine (ต่อ)

รายการงานซ่อม	แผนก	รหัสเครื่องจักร	M1	M2	M3	M4	มอบหมาย เดิม	Std time
เปลี่ยน Selector Switch ระบบน้ำ RO	สนับสนุนอื่นๆ	34205060019	3	3	3	2	M4	2
Hydraulic Homomixer SL-01 ชำรุด	ยาน้ำ 1	34009010010	3	3	3	4	M3	3
Homomixer SL-12 หัวปั่นชำรุด	ยาน้ำ 1	34009010013	2	3	3	4	M3	2
เครื่องพิมพ์ชำรุด	ยาน้ำ 2	34109010006	3	3	3	2	M4	2
vacuum pump ชำรุด	ยาน้ำ 2	34203030050	4	3	3	4	M2	3
barrel pump ไม่ทำงาน	ยาน้ำ 2	34203160010	2	2	2	3	M2	2
ลูกสูบเขย่าขวด ชำรุด	บรรจุยาน้ำ 1	35104010007	3	3	3	4	M3	3
สายยาง pvc เชือกถัก พร้อมเข็มขัด	บรรจุยาน้ำ 2	34101080002	2	2	2	2	M3	2
หลอดไฟ UV auto 1 เลี้ยว	บรรจุยาน้ำ 2	34101150010	3	3	3	3	M4	3
sensor vaccum switch ชำรุด	บรรจุยาน้ำ 2	34101150012	3	3	3	2	M4	2

ตารางที่ ง.1 รายการงานซ่อมเครื่องจักร กลุ่ม Non Critical Machine (ต่อ)

รายการงานซ่อม	แผนก	รหัสเครื่องจักร	M1	M2	M3	M4	มอบหมาย เดิม	Std time
หัวรีดฝาเกลียวชำรุด	บรรจุภัณฑ์ 2	34101150013	3	3	3	4	M3	3
สายยาง silicone ขนาด 19x26 mm. ยาว 20 m. ( auto 2 )	บรรจุภัณฑ์ 2	34101960002	2	2	2	2	M3	2
หัวปั้นเครื่องบดผสมงหนุ รุ่น L4R ยี่ห้อ SILVERSON(ชำรุด)	ฝ่ายชีววัตถุ	34010060006	3	3	3	4	M2	3
เครื่องปั่นความเร็วสูง ชำรุด	ฝ่ายชีววัตถุ	34012030003	3	3	3	4	M2	3
SEALING MACHINE ชำรุด	ฝ่ายชีววัตถุ	34111080044	3	3	3	4	M2	3
KILLED TANK ชำรุด	ฝ่ายชีววัตถุ	34202010215	3	3	3	4	M2	3
เครื่องปั๊มสูญญากาศ ชำรุด (ห้องชุด)	ฝ่ายชีววัตถุ	34203030040	1	1	1	1	M2	1
วาล์ว ลมของตู้ Autoclave รั่ว	ฝ่ายชีววัตถุ	34403290028	1	1	1	1	M3	2
Magnetic Over Load (ตัวควบคุม Pump PW) เสีย	ฝ่ายชีววัตถุ	34202080003	3	3	3	2	M4	2