


ภาคผนวก ญ

โครมาโตแกรมในการวิเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ของน้ำมันเมล็ดมะม่วง



ภาพที่ 44 โครมาโตแกรมของไตรกลีเซอไรด์ของน้ำมันเมล็ดมะม่วง 4 สายพันธุ์ จากเครื่อง HPLC-DAD ที่ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร

หมายเหตุ แกน y เป็น ความเข้มข้นที่พบ

แกน x เป็น เวลา (นาที) ตัวเลข 44, 46, 48, 50, 52 และ 54 หมายถึง equivalent carbon numbers (ECN)